
1 Question de cours

Caractéristiques générales de la propagation d'une onde dans un milieu matériel, indice complexe.

2 Spectromètre à réseau

On étudie ici un spectromètre à réseau utilisé dans le but d'effectuer une analyse spectrale d'une lumière dont le spectre est centré sur la longueur d'onde $\lambda_0 = 840$ nm. Le spectromètre est constitué d'un réseau, d'une lentille et d'un capteur CCD.



Le réseau est un réseau par transmission de largeur L, constitué d'une succession de fentes identiques équidistantes de largeur a=1.7 µm. Pour simplifier, on suppose que la lumière éclairant le réseau de manière uniforme arrive sous incidence normale. Le capteur CCD est formé d'une barrette de $N_p=1024$ cellules photosensibles identiques. Chaque cellule, de largeur b=5 µm, délivre une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse qu'elle reçoit. Le capteur CCD est placé dans le plan image d'une lentille convergente de distance focale f, le centre du capteur étant positionné sur le foyer objet. Le système {lentille+barrette CCD} fait un angle θ_c avec la normale au réseau.

1. Pour une onde incidente monochromatique de longueur d'onde λ , montrer que l'intensité de l'onde diffractée par le réseau est maximale pour les directions d'émergence faisant un angle θ_p par rapport à la normale au réseau tel que:

$$a\sin\theta_p = p\lambda$$

avec p entier relatif appelé l'ordre du faisceau. Indiquer ici les différentes valeurs de p possibles.

2. On suppose que le nombre N de fentes constituant le réseau est pair. On note $\Delta \varphi$ le déphasage entre les ondes associées aux rayons passant par deux fentes consécutives pour un point d'observation donné. Montrer que lorsque:

$$\Delta \varphi = 2\pi p \pm \frac{2\pi}{N}$$

l'intensité au point d'observation est nulle.

- 3. En déduire que, de part et d'autre de la direction du faisceau d'ordre p, c'est-à-dire pour les angles d'émergence $\theta = \theta_p \pm \delta \theta_p$, l'intensité tombe à zéro. Exprimer $\delta \theta_p$ en fonction de λ , L et θ_p , en supposant que $L \gg a$.
- 4. Calculer la valeur de θ_c pour qu'il en soit ainsi.
- 5. On désire obtenir un spectromètre possédant une résolution de $\delta\lambda = 0.1$ nm. Quelle valeur minimale de la focale f_{min} et de la largeur minimale L_{min} du réseau faut-il avoir pour une telle résolution ?
- 6. Déterminer l'intervalle de longueur d'onde d'utilisation du spectromètre.

